



Figure 1**Figure 3****Figure 2****Figure 4**

FIGURE 1		
ESPAÑOL (ES)	DEUTSCH (DE)	FRANÇAIS (FR)
A ADAPTADOR MASCARILLA	MASKENADAPTER	ADAPTATEUR DE MASQUE
B PIEZA FRONTAL	GESICHTSTEIL	PIÈCE FACIALE
C TOMA MUESTREO	PROBENABNAHMEANSCHLUSS	ORIFICE D'ÉCHANTILLONNAGE
D TOMA GIRATORIA	DREHGELENKANSCHLUSS	RACCORD ARTICULÉ
E RECTA	GERADER TYP	MODÈLE DROIT
F TOMA GIRATORIA	DREHGELENKANSCHLUSS	RACCORD ARTICULÉ
G ACCODADA	GEBÖGENER TYP	TYPE COUDÉ
H CONEXIÓN COFIA	KOPFHAUBEN-BEFESTIGUNG	FENTES POUR ATTACHES DU HARNAIS

FIGURE 4		
ESPAÑOL (ES)	DEUTSCH (DE)	FRANÇAIS (FR)
A PARA RETIRAR: DESLICE LA PRESILLA HACIA ADELANTE	ABNEHMEN: CLIP NACH VORN SCHIEBEN	POUR LE RETRAIT : FAITES GLISSER L'ATTACHE VERS L'AVANT
B PARA INSTALAR: DESLICE LA PRESILLA HACIA ATRÁS	ANBRINGEN: CLIP ZURÜCKSCHIEBEN	POUR L'INSTALLATION : FAITES GLISSER L'ATTACHE VERS L'ARRIÈRE

**ENGLISH (en) - Product Description - Hans Rudolph 6500 Series V2 Mask - Oro-Nasal NIV Disposable - NO Vents and NO AAV**

Intended Use:
The 6500 V2 Mask is a disposable single-patient use, Oro-Nasal NIV mask intended to provide a patient interface for applications of noninvasive ventilation. The mask is intended for use on adults (>30 kg) in hospitals and other clinical settings as an accessory to ventilators which have adequate alarms and safety systems for ventilator failure and which are intended to administer positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure or respiratory insufficiency.

Caution:
Federal law restricts this device to sale by or on physician's order.

Warnings:

- Do not attempt to sterilize or disinfect mask. Sealing surfaces lose shape under these processes causing excessive leaks.
- To avoid skin irritation, never use any cleaning solutions or chemicals on this mask other than mild detergent and water.
- Inspect and clean before use, replace if not cleanable.
- Patients with facial hair may experience mask leakage.
- Do not block mask or patient circuit flow.
- This mask does not include an Anti-Asphyxia Valve (AAV) that would allow patient to breathe if ventilator failed. Use only with ventilation device that has anti-suffocation mechanism and adequate alarms and safety systems for ventilator failure.
- Do not use with single-limb constant-flow ventilation or CPAP devices that require an exhalation valve, vent holes or anti-suffocation valve built into the mask.
- Discontinue mask use if irritation or allergic reaction develops due to mask.
- Patient failure to arouse and remove mask after vomiting could result in vomitus aspiration.
- If supplemental oxygen is used, inhaled percent oxygen will vary depending upon pressure settings, patient breathing pattern, mask size & leak rate.
- Oxygen flow must be turned off when the ventilation system is not operating.
- Combination of this mask with devices other than for which mask is intended can alter mask safety and performance becoming unsafe or life-threatening.

Contraindications:

- Open wounds prone to infection.
- Hemodynamic or cardiorespiratory instability.
- Unconsciousness or patients unable to remove mask.
- Claustrophobia, anxiety, or other discomfort with Oro-Nasal mask.
- Facial or nasopharyngeal deformity or other inability to fit mask & seal properly.
- Excessive reflux, GI blood or other secretions.
- Impaired cough reflex, hiatal hernia, or inability to swallow or clear secretions.

8. Barotrauma, upper airway obstruction or facial trauma.
10. Need for ventilation or ventilatory support > 12 hours per day.
11. Recent facial, esophageal, or gastric surgery.
12. Patients under medication with drug that may cause vomiting.
13. Patients requiring immediate intubation.

Complications:

- Skin irritation after prolonged use caused by mask rubbing.
- Nasal or dental pain or deformity.
- Pharyngeal and nasal mucosa drying.
- Eye irritation or conjunctivitis.
- Gastric distention and abdominal pain or flatulence from ingested air.
- Decreased secretion clearance especially during upper respiratory tract infections.
- Secretions aspiration.

Mask Components (fig 1):

- Mask face piece has plastic braces with slot openings for attachment of headgear strap mounting quick-release clips.
- Swivel Port assembly (Elbow or Straight Type) comprises sampling port, 22 mm (ISO 5356-1) swivel port.

Application & Fitting (fig 3):

- Determine patient mask size with optional Mask Sizing Gauge (fig 2).
- Place mask over patient's nose and mouth (1). Chin should fit into mask chin cup portion with top of mask sealing area on the bridge of the nose.
- Slide headgear over patient's head (2) with one of the lower quick release strap clips disconnected. Reconnect headgear strap clip after headgear is placed (3). Bottom straps should be positioned below ears and top straps above ears & below eyes.
- Adjust headgear Velcro™ strap tension by pulling back slightly on both the top and bottom straps (4 & 5). Adjust straps at crown of head by pulling each in opposing directions until reaching required tension and then reconnecting Velcro™ (6).
- Connect mask to patient circuit by following ventilator operating instructions.

6. Turn on ventilator. If you detect leaks reposition mask or adjust strap tension. If leak continues, regardless of adjustments, try another mask size.

Safety Features Verification:

- Mask Removal with Quick-Release Headgear (fig 4). To remove mask slide one of the lower strap quick-release clips slightly forward towards mask front. It will disconnect from mask; pull mask and headgear to opposite side or up over patient's head.

Disassembly for Cleaning

- Separate headgear from mask.
- Separate swivel port assembly from mask and rubber cap plug from mask adapter sampling port.

Cleaning Mask face piece, swivel port components & headgear. Mask & swivel port assembly:

- Soak components for 5 minutes in warm water with mild detergent (neutral pH).
- Hand wash components with sponge or soft brush; then rinse with warm tap water.
- Place components in warm water bath and agitate for two minutes.
- Rinse in clean tap water for at least 1 minute.
- Allow components to air dry or dry with clean, lint free cloth.

Headgear:

- Submerge headgear in warm soapy tap water; gently rub all areas.
- Rinse in clean tap water for 1 minute or until all soap is removed; air dry.
- Precaution: Do not use bleach, chlorine or alcohol based solutions to clean mask or headgear. These solutions can damage components. Direct sunlight exposure on mask and headgear components can cause deterioration and reduce product life.

Reassemble:

- Press rubber cap plug onto sampling port of mask adapter.
- Install swivel port assembly into face mask grooved opening.
- Mount headgear to face piece with the snap in quick-release clips.

Functional Check:

- Swivel port joints swivel freely; swivel port assembly is completely engaged in mask face piece. Do not use if it is non-functional.

Technical Specifications

- Operating pressure: 0 – 40 cm H₂O
- Mask Resistance to flow: 0.3 cm H₂O at 50 L/min, 0.7 cm H₂O at 100 L/min
- Unintentional mask leakage (leak at swivel port connections)
Pressure (cm H₂O) 10 20 30
Leak (L/min) 3 4 5
- Deadspace volume (ml)
L(169) M(151) S(125) XS(114) P(104)

Mask & Headgear Service Life:

- Mask and headgear assembly may be cleaned and reused on single-patient basis 7 days max. Do not attempt to sterilize or disinfect mask. Sealing surfaces lose shape under these processes causing excessive leaks.

Operational Environment, Mask Assembly & Headgear:

- Operational: Temperature: 5 – 40 C, Humidity: 0 – 95% RH
- Storage: Temperatures: -40 – 70 C, Humidity: 0 – 95% RH

Recommendations for Disposal:

- Treat as conventional solid waste in accordance with local and federal regulations.

ESPAÑOL (ES) - Descripción del producto - Mascarilla oronasal no invasiva (NIV) desechable V2 serie 6500 de Hans Rudolph - SIN orificios de ventilación NI válvula anti-asfíxia (AAV)

Uso:
La mascarilla V2 serie 6500 es un dispositivo oronasal no invasivo desechable de uso individual que ha sido diseñado para proporcionar una unidad de interfaz de paciente en aplicaciones de ventilación no invasiva. La mascarilla está indicada para usarse en pacientes adultos (que pesen más de 30 kg) en hospitales u otros entornos clínicos como accesorio en ventiladores equipados con alarmas y sistemas de seguridad indicadores de fallas, y que estén diseñados para administrar ventilación de presión positiva para el tratamiento de fallas o insuficiencias respiratorias.

Precaución:
La ley federal sólo permite que este dispositivo sea vendido por un médico o bajo sus órdenes.

Advertencias:

- No esterilice ni desinfecte la mascarilla. Las superficies sellantes pierden su forma bajo estos procesos causando fugas excesivas.
- Para evitar irritación cutánea, nunca use soluciones ni substancias químicas de limpieza en la mascarilla que no sean una solución detergente suave y agua.
- Inspeccione y limpie antes de usarla, reemplácela si no se puede limpiar.
- Es posible que la mascarilla presente fugas en pacientes que tengan vello facial.
- No bloquee la mascarilla ni el flujo del circuito del paciente.
- Esta mascarilla no incluye una válvula anti-asfíxia (AAV) que le permitiría al paciente respirar si el ventilador fallara. Úsela solamente con un dispositivo de ventilación que tenga un mecanismo anti-asfíxia y las alarmas y los sistemas de seguridad adecuados en caso de falla del ventilador.
- No use esta mascarilla con dispositivos de ventilación de flujo constante y miembro único ni CPAP que requieran una válvula de exhalación, orificios de ventilación o una válvula anti-asfíxia incorporada en la mascarilla.
- Se debe dejar de usar la mascarilla si el paciente presenta irritación o si experimenta reacciones alérgicas.
- El paciente podría aspirar el vómito si tras vomitar no puede erguirse para quitarse la mascarilla.
- Si se usa flujo de oxígeno complementario, el porcentaje de oxígeno inhalado variará según los ajustes de la presión, el patrón de respiración del paciente, la talla de la mascarilla y la tasa de fugas.
- El flujo de oxígeno debe apagarse cuando el sistema de ventilación no esté funcionando.
- La combinación de esta mascarilla con dispositivos distintos de aquellos para los cuales está diseñada puede alterar la seguridad y el rendimiento de la misma o tornarla insegura y letal.

Contraindicaciones:

- Heridas abiertas propensas a infectarse.
- Inestabilidad hemodinámica o cardiorrespiratoria.
- Pérdida del conocimiento o pacientes incapaces de sacarse la mascarilla.

- Irritación cutánea después de uso prolongado causado por el roce de la mascarilla.
- Dolor o deformidad nasal o dental.
- Sequedad de la mucosa faríngea y nasal.
- Irritación ocular o conjuntivitis.
- Distensión gástrica y dolor abdominal o latencia por aire ingerido.
- Eliminación deficiente de las secreciones especialmente durante infecciones de las vías respiratorias superiores.
- Aspiración de secreciones.

Componentes de la mascarilla (fig 1):

- La pieza frontal de la mascarilla tiene tirantes plásticos con aberturas ranuradas para conectar las presillas de desenganche rápido montadas en las tiras de la cofia.
- El conjunto de toma giratoria (acodada o recta) está compuesto por una toma de muestreo y una toma giratoria de 22 mm (ISO 5356-1).

Uso y ajuste (fig 3):

- Determine la talla de la mascarilla para el paciente con el calibrador optativo (fig 2).
- Coloque la mascarilla sobre la nariz y boca del paciente (1). El mentón debe calzar en la sección ahuecada de la mascarilla con la parte superior del área sellante de la misma en el cablete nasal.

- Deslice la cofia por encima de la cabeza del paciente (2) con una de las presillas inferiores de desenganche rápido de las tiras desconectadas. Vuelva a conectar la presilla una vez que le haya colocado la cofia (3). Las tiras inferiores deben quedar debajo de las orejas y las superiores sobre las orejas y debajo de los ojos.
- Ajuste la tensión de las tiras Velcro™ jalando levemente de las tiras superior e inferior (4 y 5). Ajuste las tiras por la corona de la cabeza tirándolas en dirección opuesta hasta alcanzar la tensión correcta y luego vuelva a conectar las tiras Velcro™ (6).
- Conecte la mascarilla al circuito del paciente siguiendo las instrucciones de operación del ventilador.
- Encienda el ventilador. Si detecta fugas, reubique la mascarilla o ajuste la tensión de las tiras. Si las fugas persisten a pesar de los ajustes, use una mascarilla de otra talla.

Verificación de las características de seguridad:

- Retiro de la mascarilla con cofia de desenganche rápido (fig 4). Para retirar la mascarilla, deslice una de las presillas de desenganche rápido de la tira inferior levemente hacia adelante de la mascarilla. Ello la desconectará de la mascarilla; luego jale la mascarilla y la cofia hacia el lado opuesto por encima de la cabeza del paciente.

Desarmado para limpiar

- Separe la cofia de la mascarilla.
- Separe el conjunto de la toma giratoria de la mascarilla y el tapón de caucho de la toma de muestreo del adaptador de la mascarilla.

Limpieza de la pieza frontal, los componentes de la toma giratoria y la cofia. Conjunto de la mascarilla y la toma giratoria

- Remoje los componentes durante 5 minutos en una solución detergente suave y tibia (pH neutro).
- Lave los componentes a mano con una esponja o un cepillo suave; luego enjuáguelos con agua potable tibia.
- Coloque los componentes en un baño de agua tibia y agítelos durante dos minutos.
- Enjuáguelos con agua potable limpia durante al menos 1 minuto.
- Deje que los componentes se sequen al aire o séquelos con un paño limpio y sin pelusas

Cofia:

- Sumerja la cofia en una solución detergente tibia y frote suavemente todas las áreas.
- Enjuáguela en agua potable limpia durante 1 minuto o hasta eliminar todos los residuos de detergente, séquelas al aire.

- Precaución: No use soluciones blanqueadoras ni a base de cloro o alcohol para limpiar la mascarilla o la cofia. Estas soluciones pueden dañar los componentes. La exposición directa a la luz del sol puede deteriorar y reducir la vida útil de los componentes de la mascarilla y la cofia.

Rearmado:

- Presione el tapón de caucho sobre la toma de muestreo en el adaptador de la mascarilla.
- Instale el conjunto de la toma giratoria en la abertura ranurada de la mascarilla.
- Monte la cofia en la pieza frontal con las presillas trabantes de desenganche rápido.

Comprobación del funcionamiento:

- Las uniones de la toma giratoria rotan fácilmente; el conjunto de la toma giratoria debe quedar plenamente enganchado en la pieza frontal de la mascarilla. No use la unidad si no funciona correctamente.

Especificaciones técnicas

- Presión de operación: 0 – 40 cm de H₂O
- Resistencia de la mascarilla al flujo: 0.3 cm de H₂O a 50 L/min, 0.7 cm de H₂O a 100 L/min
- Fuga accidental de la mascarilla (fuga en las conexiones de la toma giratoria)
Presión (cm de H₂O) 10 20 30
Fuga (L/min) 3 4 5
- Volumen de espacio muerto (ml)
L(169) M(151) S(125) XS(114) P(104)

Vida útil de la mascarilla y la cofia

- El conjunto de la mascarilla y la cofia puede limpiarse y reutilizarse en el mismo paciente durante un período máximo de 7 días. No esterilice ni desinfecte la mascarilla. Las superficies sellantes pierden la forma bajo estos procesos causando fugas excesivas.

Entorno operativo, conjunto de la mascarilla y la cofia:

- Operativo: Temperatura: 5 – 40 C, Humedad: HR 0 – 95%
- Almacenamiento: Temperaturas: -40 – 70 C, Humedad: HR 0 – 95%

Recomendaciones de desecho:

- Trate los componentes como desechos sólidos convencionales según lo indiquen las reglamentaciones locales y nacionales.

DEUTSCH (DE) - Produktbeschreibung - Hans Rudolph Wegwerfbare Oronasal-V2 NIV-Maske Serie 6500 - ohne Luftlöcher und ohne AAV

Beabsichtigter Gebrauch:
Die 6500 V2 Maske ist eine wegwerfbare, Oronasal-NIV-Maske zum Einsatz an einem einzigen Patienten, als Patienteninterface zur nicht-invasiven Beatmung. Die Maske ist zum Gebrauch an Erwachsenen (>30 kg) in Krankenhäusern und anderen klinischen Einrichtungen als Zubehör für Beatmungsgeräte vorgesehen, welche die erforderlichen Alarme und Sicherheitsvorrichtungen bei einem Ausfall des Beatmungsgeräts haben und zur Behandlung von Atemversagen oder insuffizienter Spontanatmung eine positive Druckbeatmung ausüben.

Bitte beachten:
Dem US-Gesetz zufolge darf diese Vorrichtung nur durch oder auf Verordung eines Arztes verkauft werden.

Achtung:

- Bitte nicht versuchen, die Maske zu sterilisieren oder zu desinfizieren. Die Dichtungsfleichen verlieren bei dieser Behandlung ihre Form, was zu übermäßigen Undichtigkeiten führt.
- Um Hautreizungen zu vermeiden, an dieser Maske keine Reinigungs- oder Desinfektionslösungen oder -chemikalien außer mildem Waschmittel und Wasser benutzen.
- Vor Gebrauch prüfen und reinigen. Ist eine Reinigung nicht möglich, durch neue Maske ersetzen.
- Bei Barträgern ist die Maske evtl. undicht.
- Den Luftstrom an der Maske oder am Patienten nicht blockieren.
- Diese Maske besitzt kein AAV-Sicherheitsventil, das dem Patienten eine Spontanatmung bei einem Versagen des Beatmungsgerätes ermöglicht. Nur mit einem Beatmungsgerät benutzen, das bei einem Versagen einen eingebauten Sicherheitsmechanismus gegen Erstickten sowie ausreichende Alarm- und Sicherheitsvorrichtungen besitzt.
- Diese Maske niemals mit einseitiger, volumengesteuerter Beatmung oder CPAP-Geräten verwenden, die ein Ausatemventil, Luftlöcher oder ein in die Maske eingelassenes Sicherheitsventil gegen Erstickten erfordern.
- Bei durch die Maske verursachter Hautreizung oder allergischer Reaktion die Maske nicht weiter benutzen.
- Wenn der Patient während des Schlafes erbricht und die Maske nicht gleich abnimmt, kann dies eine Aspiration des Vomitus zur Folge haben.
- Wird zusätzlicher Sauerstoff zugeführt, variiert der eingatmete Sauerstoffanteil je nach Druckeinstellung, Atmung des Patienten, Maskengröße und Undichtigkeit.
- Der Sauerstoffzufluss muss abgestellt werden, wenn das Beatmungssystem nicht in Betrieb ist.
- Eine Kombination dieser Maske mit Geräten, für die diese Maske nicht vorgesehen ist, verändert die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Maske, so dass diese evtl. unsicher oder lebensgefährlich wird.

Kontraindikationen:

- Offene Wunden, die zu Entzündung neigen.
- Hämodynamische oder Herz-Kreislaufprobleme.
- Bewusstlosigkeit oder Unfähigkeit des Patienten, die Maske abzunehmen.
- Klaustrophobie, Angstzustände oder sonstiges Unbehagen mit einer Oronasal-Maske.
- Gesichts-, bzw. Nasen/Rachen-Missbildungen oder andere Gründe, die den richtigen Sitz und das Abdichten der Maske verhindern.
- Starker Reflux, Magen-Darm-Blutung oder andere Absonderungen.
- Hustenreflexschwäche, Hiatusbruch oder Beschwerden beim Schlucken und Räuspern.
- Barotrauma, Verschluss der oberen Atemwege oder Gesichtsverletzungen.
- Beatmungsbedarf mehr als 12 Stunden am Tag.
- Kürzliche Gesicht-, Osophagus- oder Magenoperation.
- Patienten unter dem Einfluss von Medikamenten, die evtl. Erbrechen verursachen.
- Patienten, die eine sofortige Intubation benötigen.

Komplicationen:

- Hautreizungen nach längerem Einsatz durch Reiben der Maske.
- Nasen- oder Zahnschmerzen bzw. Missbildungen.
- Austrocknen der Rachen- und Nasenschleimhäute.
- Augenreizung oder Bindehautentzündung.
- Magenplänhlung und Leibschermerzen oder Darmgase durch verschluckte Luft.
- Verringerde Räusperfähigkeit, besonders bei Entzündung der oberen Atemwege.
- Aspiration von Ausscheidungen.

Maskenteile (Abb. 1):

- Das Gesichtsteil der Maske hat Kunststoffverstärkungen mit Schlitzen zum Befestigen der Quick-Release-Clips der Kopfhaubenhaltebänder.
- Der Drehgelenkanschluss (gebogener oder gerader Typ) besteht aus Probenabnahmeanschluss und 22 mm (ISO 5356-1) Drehgelenk.

Gebrauch und Anpassen (Abb. 3):

- Die Maskengröße des Patienten mit der auf Wunsch erhältlichen Maskenmaßvorrichtung (Abb. 2) feststellen.

- Die Maske über Nase und Mund des Patienten placieren (1). Das Kinn sollte in die Kinnrandung der Maske passen und die Maske den Teil oben am Nasenansatz abdichten.
- Die Kopfhäube über den Kopf des Patienten ziehen (2), wobei einer der unteren Haltebänderclips abgenommen wurde. Nach Anlegen der Kopfhäube den Haltebänderclip wieder befestigen (3). Die unteren Haltebänder unter den Ohren und die oberen über den Ohren und unter den Augen positionieren.
- Den Sitz der Kopfhäube mit den Klettverschlussbändern einstellen, indem sowohl die oberen als auch die unteren Haltebänder leicht nach hinten gezogen werden (4 und 5). Die Bänder oben am Kopf in entgegengesetzte Richtung ziehen, bis die richtige Spannung erreicht ist und dann mit dem Klettverschluss wieder befestigen (6).
- Die Maske an der Luftzufuhr anschließen und dabei die Gebrauchsanleitung des Beatmungsgeräts befolgen.
- Das Beatmungsgerät einschalten. Entweicht irgendwo Luft, die Maske erneut positionieren oder die Bänder strammer ziehen. Besteht das Leck weiterhin trotz erneuter Anpassung, eine andere Maskengröße probieren.

Prüfung der Sicherheitsvorrichtungen:

- Abnehmen der Maske mit Quick-Release Kopfhäube (Abb. 4). Um die Maske abzunehmen, einen der unteren Quick-Release-Clips leicht nach vor auf die Vorderseite der Maske zu schieben. Er geht von der Maske ab. Maske und Kopfhäube in entgegengesetzte Richtung und über den Kopf des Patienten ziehen.

Auseinandernehmen zum Reinigen

- Die Kopfhäube von der Maske abnehmen.
- Das Drehgelenk von der Maske und die Gummiverschlusskappe vom Probenabnahmeanschluss abnehmen.

Reinigen des Gesichtsteils der Maske, der Drehgelenkteile und Kopfhäube. Maske und Drehgelenk:

- Die Teile 5 Minuten lang in eine warme, milde Waschmittellösung (neutrales pH) legen.
- Die Teile mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste von Hand waschen und mit warmem Leitungswasser abspülen.
- Die Teile in ein warmes Wasserbad legen und zwei Minuten lang darin bewegen.
- In sauberem Leitungswasser mindestens 1 Minute lang spülen.
- Die Teile an der Luft trocknen lassen oder mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Kopfhäube

- Kopfhäube in warmes Seifenwasser legen; alle Stellen vorsichtig reinben.
- In sauberem Leitungswasser 1 Minute lang spülen oder bis alle Seifenreste entfernt sind; an der Luft trocknen lassen.
- Vorsicht: Keine Bleichmittel, Chlor oder Alkohollösungen zum Reinigen der Maske oder Kopfhäube benutzen. Diese Mittel können die Teile beschädigen. Direkte Sonneneinstrahlung auf die Maske und Kopfhäubenteile führt zu Verfall und kann die Nutzungsdauer verringern.

Erneuter Zusammenbau:

- Die Gummiverschlusskappe in den Probenabnahmeanschluss des Maskenadapters drücken.
- Das Drehgelenk in die genülte Öffnung der Gesichtsmaske einsetzen.
- Die Kopfhäube mit den Quick-Release-Clips am Gesichtsteil anbringen.

Funktionsprüfung:

- Die Drehgelenkteile drehen sich leicht; die Drehgelenköffnung sitzt richtig im Maskengestänge. Nicht benutzen, wenn nicht funktionsfähig.

Technische Daten

- Betriebsdruck: 0 – 40 cm H₂O
- Maskenwiderstand zur Luftzufuhr: 0,3 cm H₂O bei 50 l/min, 0,7 cm H₂O bei 100 l/min
- Unbeabsichtigte Maskendichtigkeit (Leck an der Drehgelenkverbindung)
Druck (cm H₂O) 10 20 30
Leck (l/min) 3 4 5
- Totraumvolumen (ml)
L(169) M(151) S(125) XS(114) P(104)

Masken- und Kopfhäuben-Nutzungsdauer:

- Maske und Kopfhäube können bei einem einzigen Patienten maximal 7 Tage lang gereinigt und wiederverwendet werden. Nicht versuchen die Maske zu sterilisieren oder zu desinfizieren. Die Dichtungsfleichen verlieren bei dieser Behandlung ihre Form, was übermäßige Undichtigkeit verursacht.

Umweltbedingungen, Maske und Kopfhäube:

- Betrieb: Temperatur: 5 – 40 C, Luftfeuchtigkeit: 0 – 95% RH
- Lagerung: Temperatur: -40 – 70 C, Luftfeuchtigkeit: 0 – 95% RH

Empfehlung zur Entsorgung:

- Als gewöhnlichen soliden Müll im Einklang mit örtlichen und gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

FRANÇAIS (FR) - Description du produit - Masque oro-nasal jetable V2 série 6500 de Hans Rudolph pour VNI Sans orifice d'aération et sans valve anti-asphyxie

Usage préconisé :
Le masque V2 de la série 6500 est un masque oro-nasal jetable, pour patient unique. Il est prévu pour assurer l'interface patient dans les applications de ventilation assistée non invasive pour les adultes (d'un poids supérieur à 30 kg) en milieu hospitalier ou tout autre milieu clinique, comme accessoire aux appareils de ventilation équipés de systèmes de sécurité et d'alarme adéquats afin de détecter toute panne éventuelle. Il sert à l'apport d'une pression de ventilation positive pour le traitement des arrêts ou déficiences respiratoires.

Mise en garde :
En vertu de la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance.

Avertissements :

- Ne pas tenter de stériliser ou de désinfecter le masque. Les surfaces d'étanchéité perdent leur forme sous ces traitements, ce qui provoque des fuites excessives.
- Pour éviter l'irritation cutanée, ne jamais utiliser de solutions nettoyantes ou de produits chimiques sur ce masque, à l'exception d'un détergent doux et d'eau.
- Inspectez et nettoyez avant utilisation, remplacez s'il n'est plus possible de le nettoyer.
- Les patients dont la pilosité faciale est importante peuvent constater des fuites au niveau du masque.
- Ne pas bloquer la circulation d'air du masque ou du circuit patient.
- Ce masque ne comprend pas de valve anti-asphyxie (VAA) qui permettrait au patient de respirer en cas de panne du ventilateur. Utilisez-le seulement avec un dispositif d'aération comportant un mécanisme anti-suffocation ainsi que des alarmes et des systèmes de sécurité adéquats pour déceler toute panne du ventilateur.
- Ce masque ne doit pas être utilisé avec un appareil de PPC ni avec un ventilateur à débit constant et à circuit mono-branche qui exigent soit une valve expiratoire supplémentaire, des orifices d'aération et/ou une valve anti-asphyxie incorporée au masque pour permettre au patient de respirer.
- Cesser l'utilisation de ce masque en cas d'irritation de la peau ou des muqueuses du patient, ou s'il provoque une réaction allergique.
- L'incapacité de se lever et d'enlever le masque en cas de vomissements pourrait entraîner l'ingurgitation du vomi.
- En cas d'utilisation d'oxygène d'appoint, le pourcentage d'oxygène inspiré varie en fonction des paramètres de pression, de la cadence de respiration du patient, de la taille du masque et du taux de fuite.
- Le flux d'oxygène doit être arrêté quand le système de ventilation ne fonctionne pas.
- La combinaison de ce masque avec des dispositifs pour lesquels le masque n'est pas prévu peut modifier la sécurité et la performance de ce dernier et le rendre dangereux ou même fatal.

Contre-indications

- Blessures ouvertes sujettes à infection.
- Instabilité hémodynamique ou cardiorespiratoire.
- État d'inconscience ou patients incapables de retirer le masque.
- Claustrophobie, anxiété ou autre gêne au port du masque oro-nasal.
- Déformité faciale ou nasopharyngée, ou autre obstacle au port du masque et à son réglage sans fuites.
- Reflux excessif, saignement gastro-intestinal ou autres sécrétions.
- Difficultés à tousser, hernie hiatale ou difficulté à avaler ou à expulser les sécrétions.
- Barotraumatisme, obstruction des voies respiratoires ou traumatisme facial.
- Besoin de ventilation ou d'un ventilateur plus de 12 heures par jour.
- Chirurgie faciale, gastrique ou œsophagienne récente.
- Patients prenant un médicament susceptible de provoquer des vomissements.
- Patients ayant besoin d'une intubation immédiate.

Complications

- Irritation de la peau due à la friction du masque après une utilisation prolongée.
- Douleur ou déformité au niveau du nez ou des dents.
- Assèchement des muqueuses nasales ou pharyngées.
- Irritation oculaire ou conjonctivite.
- Distension gastrique et douleurs abdominales ou flatulences par absorption d'air.
- Diminution de l'évacuation des sécrétions, surtout en cas d'infection des voies respiratoires supérieures.
- Aspiration des sécrétions.

Composants du masque (Fig 1)

- La pièce faciale du masque comporte des supports en plastique avec des ouvertures en rainures, afin de fixer les attaches à double bandeau sur la courroie du dispositif.
- Le montage du raccord articulé (de type coude ou droit) se compose de l'orifice d'échantillonnage et d'un raccord articulé de 22 mm (ISO 5356-1).

Utilisation et réglage (Fig 3)

- Déterminez la taille du masque du patient en utilisant le gabarit en option (fig 2).

- Placez le masque sur le nez et la bouche du patient (1). Le menton du patient doit rentrer dans la mentonnière du masque et la partie supérieure de ce dernier dotée de la surface d'étanchéité doit se trouver au niveau de la voûte des fosses nasales.
- Faites glisser le harnais sur la tête du patient (2) en détachant les attaches rapides du bas avant de l'enfiler. Fixez à nouveau ces attaches lorsque le harnais est en place (3). Les sangles du bas doivent être placées sous les oreilles et les sangles du haut au-dessus des oreilles et sous les yeux.
- Réglez la tension des sangles en velcro™ du harnais en tirant légèrement sur les deux du bas et les deux du haut (4 & 5). Ajustez les deux sangles attachées au sommet de la tête en tirant sur chacune en direction opposée jusqu'à obtenir la tension voul





FIGURE 3			
ITALIANO (IT)	NEDERLANDS (NT)	SVENSK (SV)	PORTUGUÊS (PT)
A ADATTATORE DELLA MASCHERA	MASKER ADAPTER	MASKADAPTER	ADAPTADOR DE MÁSCARA
B FACCIOLA	GELAATSTUK	ANSIKTSDDEL	PARTE FACIAL
C PORTA DI CAMPIONATURA	TESTPOORT	PROVTAGNINGSPORT	PORTA DE AMOSTRAGEM
D PORTA GIREVOLE	DRAAIPOORT	SVÄNGPORT	PORTA GIRATÓRIA
E TIPO DRIITTO	RECHT TYPE	RAK TYP	TIPO RETO
F PORTA GIREVOLE	DRAAIPOORT	SVÄNGPORT	PORTA GIRATÓRIA
G TIPO A GOMITO	ELLEBOOG TYPE	VINKLAD TYP	FIXAÇÃO TIPO COTOVELO
H SUPPORTO DELLA CUFFIA	HOOFDBAND BEVESTIGING	FÄSTE FÖR HEADSET	HEADGEAR

FIGURE 4			
ITALIANO (IT)	NEDERLANDS (NT)	SVENSK (SV)	PORTUGUÊS (PT)
A PER RIMUOVERE: FAR SCORRERE IL FERMAGLIO IN AVANTI	VERWIJDEREN: SCHUIF CLIP VOORWAARTS	FÖR ATT TA AV: FÖR CLIPSET FRAMÅT.	REMOVER: DESLIZAR GRAMPO PARA FRENTE.
B PER INSTALLARE: FAR SCORRERE IL FERMAGLIO ALL'INDIETRO	BEVESTIGEN: SCHUIF CLIP ACHTERWAARTS	FÖR ATT TA PÅ: FÖR CLIPSET BAKÅT.	INSTALAR: DESLIZAR GRAMPO PARA TRÁS.

ITALIANO (it) - Descrizione del prodotto - Maschera V2 Serie 6500 Hans Rudolph - Oronasale NIV monouso – SENZA ventilazione e SENZA valvola anti-asfissia (AAV)

Uso previsto
La maschera V2 6500 è una maschera NIV oronasale monouso per singolo paziente prevista per fornire un'interfaccia paziente per applicazioni di ventilazione non invasiva. La maschera è prevista per l'uso su pazienti adulti (> 30 kg.) in ospedali e altri ambienti clinici come accessorio per i ventilatori che dispongono di allarmi adeguati e sistemi di sicurezza per guasti di ventilazione e che sono previsti per somministrare ventilazione a pressione positiva per il trattamento di problemi respiratori o insufficienza respiratoria.

Attenzione
La legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione degli stessi.

Avvertenze

- Non cercare di sterilizzare o disinfettare la maschera. Le superfici sigillanti si sfornano con questi processi causando perdite eccessive.
- Per evitare l'irritazione cutanea, non usare mai soluzioni o sostanze chimiche detergenti su questa maschera diverse dall'acqua e da un blando detergente.
- Ispezionare e pulire prima dell'uso; sostituire se non è possibile la pulizia.
- I pazienti con peli facciali potrebbero lamentare perdite dalla maschera.
- Non bloccare la maschera o il flusso del circuito del paziente.
- Questa maschera non include la Valvola Anti-Asfissia (AAV) che consentirebbe al paziente di respirare in caso di guasto del ventilatore. Usare solo con il dispositivo di ventilazione che dispone di meccanismo anti-soffocamento e allarmi adeguati e sistemi di sicurezza per i guasti del ventilatore.
- Non usare questa maschera con ventilazione di flusso costante a condotto singolo o dispositivi CPAP che richiedono una valvola di esalazione, fori di ventilazione o una valvola anti-soffocamento costruita nella maschera.
- Smettere l'uso della maschera se a causa di quest'ultima si sviluppano irritazioni o reazioni allergiche.
- L'omessa sollevazione o asportazione della maschera dopo il vomito potrebbe causare l'aspirazione del vomito.
- Se viene usato ossigeno supplementare, la percentuale di ossigeno inalato varierà a seconda delle impostazioni di pressione, del tipo di respiro del paziente, della taglia della maschera e dell'entità delle perdite.
- Il flusso di ossigeno deve essere bloccato quando il sistema di ventilazione non è in funzione.
- La combinazione di questa maschera con dispositivi non destinati all'uso con questa maschera può alterare la sicurezza della maschera e la performance può diventare pericolosa o grave per la salute.

Controindicazioni

- Ferite aperte propense ad infezione.
- Instabilità emodinamica o cardiorespiratoria.
- Perdita di conoscenza o incapacità del paziente di togliersi la maschera.
- Claustrofobia, ansietà o altro disagio con la maschera oronasale.
- Deformità facciale o nasofaringea, o altra incapacità di adattare la maschera e fissarla correttamente.
- Riflusso eccessivo, sangue gastrointestinale o altre secrezioni.
- Riflesso di tosse incapacitato, ernia iatale o incapacità di ingoiare o eliminare le secrezioni.
- Barotrauma, ostruzione delle vie respiratorie superiori o trauma facciale.
- Esigenza di ventilazione o supporto di ventilazione > 12 ore al giorno.
- Recente chirurgia facciale, esofagea o gastrica.
- Pazienti in cura con un farmaco che potrebbe causare vomito.
- Pazienti che richiedono un'intubazione immediata.

Complicazioni

- Irritazione cutanea dopo l'uso prolungato causata dallo strofinio della maschera.
- Dolore o deformità dentale o nasale.
- Essiccazione della mucosa nasale o faringea.
- Irritazione oculare o congiuntivite.
- Dilatazione gastrica e dolore addominale o flatulenza da aria ingerita.
- Diminuita eliminazione della secrezione specialmente durante le infezioni del tratto respiratorio superiore.
- Aspirazione di secrezioni.

Componenti della maschera (fig. 1)

- Il facciale della maschera è dotato di supporti di plastica con aperture a fessura per collegarvi i fermagli a rilascio rapido della cuffia.
- Il gruppo porta girevole (del tipo a gomito o dritto) consiste in una porta di campionatura e una porta girevole da 22 mm (ISO 5356-1).

Applicazione e adattamento della maschera (fig. 3)

- Stabilire la taglia della maschera idonea per il paziente con un Calibro Taglia Maschera (fig. 2).
- Collocare la maschera sul naso e sulla bocca del paziente (1). Il mento deve adattarsi nella porzione di sottoamento con la parte superiore della guarnizione della maschera sul ponte del naso.
- Far scorrere la cuffia sulla testa del paziente (2) con uno dei fermagli della cinghia inferiore di rilascio rapido staccato. Ricollegare il fermaglio della cinghia della cuffia dopo aver collocato la cuffia (3). Le cinghie inferiori devono essere collocate sotto le orecchie e le cinghie superiori sopra le orecchie e sotto gli occhi.
- Regolare la tensione delle cinghie in Velcro™ della cuffia tirando leggermente all'indietro sulle cinghie superiori e inferiori (4 e 5). Regolare le due cinghie alla corona della testa tirando ogni cinghia in direzione opposta sino ad ottenere la tensione necessaria e poi ricollegando il Velcro™ (6).
- Collegare la maschera al circuito di ventilazione del paziente seguendo le istruzioni di funzionamento del ventilatore.
- Attivare il ventilatore. Se si avverte una perdita, riposizionare la maschera o regolare la tensione della cinghia. Se la perdita continua nonostante le regolazioni, provare con una maschera di taglia diversa.

Verifica delle caratteristiche di sicurezza

- Rimozione della maschera con Cuffia di Rilascio Rapido (fig. 4). Per rimuovere la maschera scollare uno dei fermagli di rilascio rapido della cinghia inferiore della cuffia portandolo leggermente in avanti verso la parte frontale della maschera. Ciò lo scollegherà dalla maschera; tirare la maschera e la cuffia verso il lato opposto o sulla testa del paziente.

Smontaggio per la pulizia

- Separare la cuffia dalla maschera.
- Separare il gruppo porta girevole dalla maschera e il cappuccio di gomma della porta di campionatura dell'adattatore della maschera.

Pulizia del facciale della maschera, dei componenti della porta girevole e della cuffia

- Immergere tutti i componenti per 5 minuti in acqua tiepida con un detergente blando (pH neutro).
- Lavare a mano i componenti con una spugna o spazzola a setole morbide; poi sciacquare con acqua corrente tiepida.
- Collocare i componenti in un bagno contenente acqua tiepida e agitare per almeno due minuti.

- Sciacquare in acqua corrente tiepida per almeno 1 minuto.
- Lasciare asciugare i componenti all'aria o asciugarli con un panno pulito senza peli.

Cuffia

- Immergere la cuffia in acqua corrente tiepida; strofinare delicatamente tutte le aree.
- Sciacquare la cuffia in acqua corrente pulita per 1 minuto o fino a eliminazione del sapone.
- Precauzione: non usare varechina, cloro o soluzioni a base di alcol per pulire qualsiasi componente della maschera o della cuffia. Queste soluzioni possono danneggiare questo prodotto. L'esposizione ai raggi solari diretti dei componenti della maschera e della cuffia può causare deterioramento e ridurre la durata di servizio del prodotto.

Rimontaggio

- Premere il cappuccio di gomma sulla porta di campionatura dell'adattatore della maschera.
- Installare l'intero gruppo di porta girevole nell'apertura a tacche della maschera.
- Montare la cuffia al facciale della maschera con i fermagli di rilascio rapido.

Controllo di funzionamento

- Gli snodi della porta girevole devono ruotare liberamente; il gruppo porta girevole è completamente innestato nel facciale della maschera. Non usare se non è funzionale.

Specifiche tecniche

- Pressione operativa: da 0 a 40 cm H₂O
 - Resistenza al flusso della maschera: 0,3 cm H₂O a 50 L/min, 0,7 cm H₂O a 100 L/min
 - Perdita involontaria della maschera (perdita alle connessioni della porta girevole)
- | Pressione (cm H ₂ O) | 10 | 20 | 30 |
|---------------------------------|----|----|----|
| Perdita (L/min) | 3 | 4 | 5 |
- Volume dello spazio morto (ml)
L(169) M(151) S(125) XS(114) P(104)

Durata di servizio della maschera e della cuffia

- I componenti della maschera e della cuffia possono essere puliti e riutilizzati su un singolo paziente per un massimo di 7 giorni d'uso. Non cercare di sterilizzare o disinfettare la maschera. Le superfici sigillanti si sfornano con questi processi causando perdite eccessive.

Ambiente operativo, gruppo maschera e cuffia

- Operativo: temperatura: 5 – 40 C, umidità: 0 – 95% umidità relativa
- Conservazione: temperatura: - 40 – 70 C, umidità: 0 – 95% umidità relativa

Consigli per lo smaltimento

- Trattare come rifiuti solidi convenzionali in conformità alle normative federali e statali.

NEDERLANDS (nt) - Product beschrijving - Hans Rudolph 6500 Reeks V2 - Oro-Nasale NIV Wegwerp Masker -Zonder Luchtgaten - Zonder AAK

Gebruiksdoel

Het 6500 V2 Masker is een Oro-Nasale NIV wegwerp masker voor gebruik door één enkele patiënt en dient als een aanpassingsstuk voor de patiënt bij toepassingen van niet-invasieve ventilatie. Het masker wordt gebruikt voor volwassenen (>30 kg) in ziekenhuizen en andere klinische omgevingen als een hulpsluit voor ventilatoren voorzien van geschikte alarm- en veiligheidssystemen tegen ventilatorstoringen en die positieve ventilatiedruk leveren voor de behandeling van onvoldoende of onderbroken respiratorische functie.

Voorzichtig:
De Federale wet schrijft voor dat dit apparaat enkel door een dokter of op doktersvoorschrift mag verkocht worden.

Waarschuwingen:

- Het masker mag niet gesteriliseerd of ontsmet worden. Dichtingsmensen verliezen hun vorm tijdens deze processen waardoor grote lekken kunnen ontstaan.
- Om huidirritatie te vermijden, gebruik geen andere schoonmaakproducten of chemische stoffen op dit masker dan een zachte zeep en water.
- Inspecteer een maak schoon voor het gebruik, vervang indien niet schoon te maken.
- Patiënten met gezichtshaar kunnen maskerlekken ondervinden.
- De luchtstroom door masker en patiëntkring mag niet geblokkeerd worden.
- Dit masker heeft geen anti-asfyxiëklep (AAK) die de patiënt toelaat te ademen in geval van een ventilatorpanne. Gebruik het masker enkel met ventilatoren uigestruct met een anti-verstikkingsmechanisme en geschikte alarmen en veiligheidssystemen tegen ventilatorpanne.
- Gebruik dit masker niet met één-tak constante stroming ventilatoren of CPAP apparaten die ofwel een bijkomende uitademklep of luchtgaten of een ingebouwde anti-verstikkingsklep in het masker vereisen.
- Stop het gebruik van het masker in geval van irritaties of allergische reacties.
- Als de patiënt niet onmiddellijk opwekt of niet in staat is het masker te verwijderen bij overgeven, kan dit inademing van overgeefsel tot gevolg hebben.
- Bijsupplementaire zuurstoftoevoer zal het percentage ingeademde zuurstof variëren naar gelang de drukinstellingen, het ademhalingspatroon van de patiënt, de maskergrootte en de lekshelheid.
- Draai de zuurstoftoevoer uit wanneer het ventilatiesysteem niet werkt.
- Het combineren van dit masker met andere apparaten dan de voorgezichte kan de veiligheid en functie van het masker wijzigen en levensgevaar creëren.

Tegenindicaties:

- Open wonden die vatbaar zijn voor infectie.
- Hemodynamische of cardio-respiratorische instabiliteit.
- Bewusteloosheid of patiënten die niet in staat zijn het masker zelf af te nemen.

- Claustrofobie, angst of andere ongemak met Oro-Nasale maskers.
- Nasofaryngeale of gezichtsmisvorming, baard of andere omstandigheid waardoor het masker niet juist aanpast en afdicht.
- Overmatige reflux, GI bloed of andere secreties.
- Verzakt hostreflex, hiatusbreuk, of niet kunnen slikken of secreties wegruimen.
- Barotrauma, obstructie van de bovenluchtwegen of gezichtstrauma.
- Wanneer de behoefte aan ventilatie of ventilatiesteun > 12 uur per dag.
- Recente operaties aan gelaat, slokdarm of maag.
- Patiënten die een geneesmiddel innemen dat overgeven kan veroorzaken.
- Patiënten die onmiddellijke intubatie vereisen.

Verwikkelingen

- Huidirritatie na langdurig gebruik veroorzaakt door maskerverijving.
- Pijn of deformatie van neus of tanden.
- Uitdrogen van faryngeale en neus slijm.
- Oogirritatie of conjunctivitis.
- Gastrische zwelling en buikpijn of flatulentie door luchtopname.
- Verminderde afvoer van secreties vooral tijdens infecties van de bovenste luchtwegen.
- Aspiratie van secreties.

Masker onderdelen (fig. 1)

- Het gelaatstuk heeft plastic gleuven waarin de hoofdband door middel van een snelsluitingsclip wordt vastgemaakt.
- Draaiport (elleboog of recht type) omvat testpoort, 22 mm (ISO 5356-1) draaiport.

Het masker aan doen en aanpassen (Fig. 3)

- Draai de maskermat met het optionele maskerkaliber (fig. 2).
- Plaats het masker over neus en mond van de patiënt (1). De kin moet passen in het kinstuk van het masker met de bovenkant van de maskerdichting op de neusborg.
- Schuf de hoofdband over het hoofd van de patiënt (2) met één van de onderste riemclips los. Maak de riemclip terug vast als de hoofdband in plaatst is (3). De onderriemen moeten onder de oren en de bovenriemen boven de oren en onder de ogen geplaatst worden.
- Regel de spanning van de Velcro™ hoofdbandriem door de boven- en onderriemen lichtjes.

- terug te trekken (4 & 5). Regel de riemen op de kruin door ze in tegengestelde richting aan te trekken tot men de vereiste spanning bekomt en maak dan de Velcro™ terug vast (6).
- Volg de bedieningsinstructies van de ventilator om het masker op de patiëntkring aan te sluiten.
- Draai de ventilator aan. Als u lekkage bespeurt, wijzig de positie van het masker of regel de riemspanning. Als ondanks al uw reguleringen de lekkage blijft voortduren, probeer een andere maskermat.

Controle van de veiligheidsfunctie:

- Verwijderen van masker met hoofdband snelsluiting (fig. 4). Om het masker af te nemen schuif een van de snelsluitingsclips van de onderriem lichtjes voorwaarts naar de voorkant van het masker. De clip zal loskomen uit het masker; trek dan masker en hoofdband in tegengestelde richting of over het hoofd van de patiënt.

Demontage voor schoonmaak:

- Neem de hoofdband van het masker.
- Neem de draaiport uit het masker en de rubber stop uit de testpoort.

Schoonmaken van masker gelaatstuk, draaiport onderdelen en hoofdband

- Maak een draaiport:
- Laat alle onderdelen 5 minuten weken in warm water met een zachte zeep (neutrale pH).
- Was de onderdelen met de hand, met een spons of zachte borstel. Spoel met leidingwater.
- Plaats de onderdelen in een warm waterbad en agitatie ze gedurende twee minuten.
- Spoel in zuiver leidingwater gedurende één minuut minimum.
- Laat de onderdelen in de lucht drogen, of droog ze af met een pluisvrije doek.

Hoofdband:

- Dompel de hoofdband in warm leidingwater en zeep en schrob voorzichtig alle delen.
- Spoel in zuiver leidingwater gedurende 1 minuut of tot alle zeep is verwijderd. Laat drogen in de lucht.
- Voorzorg: gebruik geen bleekmiddel, of oplossingen op basis van chloor of alcohol om masker en hoofdband schoon te maken. Deze oplossingen kunnen de onderdelen beschadigen. Directe blootstelling aan zonlicht van masker en hoofdband onderdelen kan natuurlijke sleet en levensduurvermindering van het product veroorzaken.

Terug monteren:

- Druk de rubber stop in de testpoort van maskeradaptor.
- Monteer de draaiport in de gegroefde opening van het gezichtsmasker.
- Maak de hoofdband met de snelsluitingsclips aan het gelaatstuk vast.

Functionele Controle:

- Alle gewichten van de draaiport moeten gemakkelijk draaien. De draaiport past volledig in het gelaatstuk van het masker. Niet gebruiken indien niet functioneel.

Technische specificaties:

- Stroomweerstand masker: 0,3 cm H₂O a 50L/min, 0,7 cm H₂O a 100 L/min
 - Druk (cm H₂O)
 - Onvrijwillige lekkage masker (lekken aan draaiport verbindingen)
- | Druk (cm H ₂ O) | 10 | 20 | 30 |
|----------------------------|----|----|----|
| Lekkage (L/min) | 3 | 4 | 5 |
- Dode ruimte volume (ml)
L(169) M(151) S(125) XS(114) P(104)

Levensduur van masker en hoofdband:

- Masker en hoofdband kunnen schoongemaakt en opnieuw gebruikt worden door dezelfde patiënt gedurende maximum 7 dagen. Het masker mag niet gesteriliseerd of ontsmet worden. Dichtingsvlakken verliezen hun vorm onder deze processen waardoor grote lekken kunnen ontstaan.

Gebruiksomgeving, masker en hoofdband:

- Work: Temperatuur: 5-40 C, Vochtigheid: 0-95% RH
- Opslag: Temperatuur: -40-70 C, Vochtigheid: 0-95% RH

Aanbevolen afvoer:

- Zoals conventionele vaste afval volgens plaatselijke en federale reglementen.

SVENSK (sv) - Produktbeskrivning - Hans Rudolph Serie 6500 V2-mask - Oronasal NIV för engångsbruk - Inga ventilhål - ingen AAV-ventil

Avsedd användning

6500 V2-masken är en Oro-Nasal NIV-mask avsedd för engångsbruk på en enda patient; dess funktion är att åstadkomma en patientslutning eller –interface för tillämpningar i samband med icke-invasiv, konstgjord andning. Masken är avsedd för användning på vuxna (> 30 kg) vid sjukhus och andra kliniska inrättningar som tillbehör till respiratorer, vilka är försedda med tillfärsställande larm och system för säkerhet vid respiratorfel och vidare avsedda för administrering av en övertrycksventilation för behandling vid respiratorisk nödsituation eller andnöd.

Försiktighet:
Enligt federal lag i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

Varningar:

- Försök inte att sterilisera eller desinficera masken. De försöglände ytorna förlorar sin form under dessa processer, vilket orsakar oömtåligt läckage.
- För att undvika hudirritation, använd aldrig några rengöringslösningar eller kemikalier på denna mask annat än mild tvättmedel och vatten.
- Inspektera och rengör före användning, byt ut masken om den inte låter sig rengöras.
- Patienter med ansiktshår kan råka ut för att masken läcker.
- Blockera inte masken eller patientens kretsflöde.
- Denna mask har inte en anti-asfyxiiventil (AAV) som skulle låta patienten andas om respirator faller. Använd endast med respirator som har en antikvavningsmekanism och tillräckliga larm- och säkerhetssystem för respiratorbortfall.
- Använd inte denna mask med engrenventilation med konstant flöde eller med CPAP-enheter som kräver en utandningsventil, ventilationshål eller inbyggd kvävningsskyddsventil.
- Avbryt användningen av masken om irritation eller allergisk reaktion uppstår på grund av masken.
- Oörlmåga hos patienten att vakna och avlägsna masken efter kräkning kan leda till inandning av vomitus.
- Om kompletterande syrgas används, kommer den inandade halten syre att variera beroende på tryckinställningar, patientens andningsått samt maskens storlek och grad av läckage.
- Syreflödet måste stängas av då respiratorsystemet inte är i funktion.
- Att kombinera denna mask med andra anordningar än sådana för vilka masken är avsedd, kan ändra maskens säkerhet och prestanda och den kan bli osäker eller livshotande.

Kontraindikationer:

- Öppna sår som är infektionsbenägna.
- Hemodynamisk eller kardiorespiratorisk instabilitet.
- Medvetlöshet eller patienter som inte förmår ta av masken.
- Claustrofobi, ångest eller annat obehag i samband med oronasal mask.

- Facial eller nasofaryngeal deformation eller annat hinder mot inpassning och ordentlig tätning av masken.
- Kraftig reflux, gastrointestinalblod eller annat sekret.
- Nedsatt hostreflex, diafragmabräck eller oförmåga att svälja eller få upp sekret.
- Barotrauma, övre luftvägsinjer eller faciat trauma.
- Behov av konstgjord andning eller andningsstödd mer än 12 timmar per dygn.
- Nyglig facieal, esofageal eller gastrisk kirurgi.
- Patienter under medicinsom som kan framkalla kräkning.
- Krav på omedelbar patientintubation.

Komplikationer:

- Hudirritation efter längre användning, orsakad av friktion av masken.
- Nasal eller dental smärta eller deformation.
- Uttorkning av faryngeal och nasal mukosa.
- Ogironitation eller konjunktivit.
- Magdistension och abdominell smärta eller gasspanning orsakad av intagen luft.
- Minskad sekretrensning, särskilt vid övre luftvägsinfektioner.
- Aspiratie av sekret.

Maskkomponenter (fig 1):

- Maskens ansiktstycke har spännen av plast med slitsöppningar för anflästande av snabbkopplingsclips till headsetets remontage.
- Svängportsenheten (vinklad eller rak) består av provtagningssport, 22 mm (ISO 5356-1) svängport.

Applacering och inpassning (fig 3):

- Fastställ patientens maskstorlek med den valfria maskdimensioneringsmätaren (fig 2).
- Placera masken över patientens näsa och mun (1). Hakan ska passas in i maskens hockopp med maskföreglingens översta del på näsryggen.
- För headsetet över patientens huvud (2) med ett av remmens lägre snabbkopplingsclips ukkoplat. Återslut headsetets remclips när headsetet är på plats (3). De undre remmarna ska placeras nedanför öronen och de övre remmarna skal vara över öronen och under ögonen.

- Justera spänningen i headsetets Velcro™-remmar genom att lått dra bakåt i både de övre och de undre remmarna (4 & 5). Justera remmarna på hjässan genom att dra i vardera av motsatta riktningar tills erforderlig spänning uppnås och återslut sedan Velcro™ (6).
- Anslut masken till respirators patientkrets genom att följa respirators drifts anvisningar.
- Sätt på respirator. Om du upptäcker läckor ska masken placeras om eller remmarnas spänning justeras. Om läckagebestår, avsett justeringar, försök med en annan maskstorlek.

Verifiering av säkerhetsfunktioner:

- Avtagning av masken med snabbkopplingar på headsetet (fig 4). Ta av masken genom att skjuta ett av de undre remspännerna något mot maskens främre del. Det lossnar då från masken; dra masken och headsetet till motsatt sida eller upp över patientens huvud.

Isärtagning för rengöring

- Skilj headsetet från masken.
- Skilj svängportsenheten från masken och gummipluggen från maskadapters provtagningssport.

Rengöring av maskens ansiktssdel, svängportskomponenter och headset.

- Dränk alla komponenter i 5 minuter i varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel (neutralt pH).
- Tvätta komponenterna för hand med en svamp eller en mjuk borste; skölj därefter med varmt kravatten.
- Placera komponenterna i ett varmvattenbad och rör om i två minuter.
- Skölj i rent kravatten i minst 1 minut.
- Låt komponenterna lufttorka eller torka dem med en ren, luddfri trasa.

Headset:

- Sänk ned headsetet i varmt, tvåligt kravatten och skrubba försiktigt alla delar.
- Skölja i rent ledningsvatten i 1 minut eller tills all tvål har försvunnit; låt lufttorka.
- Försiktighet: Använd inte blekmedel, klor eller alkoholbaserade lösningar för rengöring av masken och headsetet. Dessa lösningar kan skada komponenterna. Exponering av maskens och fästordningens komponenter mot direkt solljus kan vålla nedbrytning och reducera produktens livslängd.

Hopmontering:

- Tryck in gummipluggen på maskadapters provtagningssport.
- Installera svängportsenheten i ansiktssmaskens spröppning.
- Montera headsetet till ansiktssdelen med snäppet i snabbkopplingsclipsen.

Funktionskontroll:

- Svängportsens leder ska svänga fritt; svängportsenheten ska vara fullständigt infäst i maskens ansiktssdel. Använd inte masken om den inte fungerar korrekt.

Techniska specifikationer